



UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ANTHROPOMÉTRIQUES ET DES MESURES DE IPC - DANS LE CONTEXTE COVID-19

1 AVRIL 2020



L'utilisation d'équipements anthropométriques dans les établissements de santé et dans la communauté pourrait augmenter le risque de transmission de l'infection à coronavirus. Bien que la principale voie de transmission du coronavirus se fasse via des gouttelettes respiratoires quand les gens éternuent, toussent ou exhalent, de nouvelles preuves montrent que les particules de coronavirus vivantes peuvent survivre un certain temps sur les surfaces. Il vit le plus longtemps sur du plastique polypropylène. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a suggéré que le virus pouvait vivre jusqu'à quatre heures sur du cuivre, jusqu'à un jour sur du carton et jusqu'à trois jours sur du plastique et de l'acier inoxydable.

I. Dans les établissements de santé et les crèches (pour les activités de routine et le dépistage passif)

Mesure de la taille :

Utilisation recommandée des toises en plastique (celles en bois ne sont pas lavables) > Si les conditions ne sont pas réunies, s'abstenir de prendre la taille

Mesure du poids :

- Utilisation de balances électroniques non recommandée. Selon notre expérience dans la réponse MVE (Maladie à virus Ebola), utilisation des mesures PCI et l'utilisation continue de plastique pour couvrir limite la fonctionnalité de ce type de balances qui sont très coûteuses.
- Utilisation possible de la balance pèse-bébé de type beamtype, 16kg x 10g car elle peut être désinfecté correctement.
- Utilisation des balances de Type Salter - «Scale baby springtype» avec utilisation d'une bassine en plastique qui peut être désinfectée ou de culottes individuelles à conserver par les familles

II. Dans la communauté (pour les activités communautaires et le dépistage actif)

La mesure du PB- Périmètre Brachial est recommandé dans la communauté

- Une bande PB par enfant est recommandée (promouvoir le PB-mère)
- Utilisation d'une paire de gants à usage unique par enfant pour la mesure du périmètre brachiale si effectuée par le relais autre personne que la mère
- Utilisation de désinfectant pour la bande PB

Mesures de PCI :

** Hygiène des mains : L'hygiène des mains doit être effectuée conformément aux recommandations après chaque mesure*

***Préparez un désinfectant approprié (par exemple, une solution chlorée à 0,5% pour les gros objets, de l'alcool pour les petits objets). Essuyez soigneusement toutes les surfaces de l'équipement, y compris les petites pièces. Laissez sécher à l'air pour obtenir le temps de contact nécessaire pour tuer les organismes.*

**** Utilisez la solution chlorée à 0,5% (concentration élevée) pour nettoyer et désinfecter les surfaces, les objets et les déversements de liquides corporels. Préparez une nouvelle solution de chlore à 0,5% (concentration élevée) tous les jours. Jetez tout le reste de la solution de la veille.*

***** Utilisation systématique de masques et de gants par le personnel de santé dans les établissements de santé et*



Document élaboré avec la participation



PRONANUT

